


Vanaf heden maken wij gebruik van nieuw verzendmateriaal!

Plaats per patiënt het potje met het absorptiezakje in het grootste vak van het zakje:



Plaats het aanvraagformulier in het vakje ernaast:



Meerdere potjes bij 1 patiënt in 1 zakje
Per patiënt 1 zakje gebruiken

Voor het dichtmaken van het zakje graag alleen de plakrand omvouwen (het zakje dus niet kleiner maken door het dubbel te vouwen).

Safetybags, 255 x 358 mm: 460905

Safetybags 590 x 620 mm: 460911

Safetybags 165 x 265 mm: 460930

Absorptiezakjes: 013.0100